



Addgeneプロメガ・コレクション

発光イメージングやPPI研究に
すぐに使用できる高品質なプラスミド

コレクション概要



Promega社から寄託された研究用プラスミド（Promega Early Access Program）の分譲をAddgeneより開始いたしました。

- 細胞やモデル動物の高感度な発光イメージング
- タンパク質間相互作用(PPI)の解析

特長



- 発現系を構築済みのため納品後**すぐに使用が可能**
- **600種以上**のプラスミドから目的に合わせて選択
- プラスミド**全長配列**をWebカタログに掲載
- ホスト株での増幅が不要な**大容量(20μg DNA)**をご用意
- **アカデミア、企業の研究者様**に幅広く提供

ルシフェラーゼ
発光タンパク質

NanoLuc®
高感度な
発光レポーター

HaloTag®
1タグで複数
発光色の利用

HiBiT
PPIの高感度測定

**NanoBiT®
Assays**
PPI測定
(直接相互作用)

**NanoBRET®
Assays**
PPI測定
(近接度)

プラスミドの
詳細はこちら▼



<https://www.addgene.org/depositor-collections/promega/>



S P I
Summit Pharmaceuticals International

住商ファーマインターナショナル株式会社

》 企業向け商品のご案内

Addgene商品は原則、アカデミアユーザー様向けの分譲となります。

企業（営利団体）様向けにも分譲を行っている商品は以下のとおりです。（ラインナップ拡大中）

- ・ プラスミドの一部（**9,000種**以上）※プロメガコレクションは全て含まれます
- ・ リコンビナント抗体

商品の詳細は、Addgene Webカタログよりご確認ください。

(<https://www.addgene.org/industry/>)

》 ご発注手順

1. 弊社 Addgene ウェブサイトより Addgene 専用注文用紙（Addgene 分譲依頼書 Excel）をダウンロード
(https://www.summitpharma.co.jp/japanese/service/s_ATCC_addgene_order.html)
2. Addgene 専用注文用紙（Addgene 分譲依頼書 Excel）に必要事項を入力し、
国内の弊社代理店にメール添付で発注
3. Addgene MTA の取り交わし
4. 米国 Addgene からの発送 ～ 宅配便にて直接ご研究者様へお届け

》 納期

MTA 締結後、**約 2 週間** で、お手元へ直接納品

》 納品形態

【プラスミド】 精製 DNA（宿主菌から抽出されたプラスミド）が溶液に懸濁された状態（DNA Suspension in Tube）で室温にてお届けとなります。
お受け取り後はすぐにご利用ください。

- ・ 通常容量：10μL DNA総量：25-250ng（濃度 2.5-25ng/μL）
- ・ 大容量(DNA 20μg)：40μL 濃度：500 ng/μL +/- 25 ng/μL（カタログ番号の末尾が「-D20」の商品）

【ウイルス粒子】 ドライアイス詰めでのお届けとなります。

【ライブラリー・キット】 個別商品ごとに出荷形態が異なります。詳細は米国 Addgene の個別商品ウェブページをご覧ください。

【抗体】 リン酸緩衝液に懸濁された状態で冷蔵にてお届けとなります。お受け取り後は 4℃にて保管ください。

Addgeneは**170,000種以上**のプラスミドを分譲する非営利のプラスミドバンクです

【代理店使用欄】

【輸入総代理店】住商ファーマインターナショナル株式会社
創薬支援部 生物資源グループ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号
住友商事竹橋ビル 12 階
TEL: 03-5220-1540
E-mail: addgene@summitpharma.co.jp
Web: <http://www.summitpharma.co.jp/>