

ウイルスベクター パッケージングサービス

ウイルス作製の手間をゼロに。研究を、もっと速く、もっと確実に。



Addgene ウィルスサービスが選ばれる理由

- ・**時間の節約**：ウイルス作製、精製、タイター測定などの煩雑な工程が不要で、納品後すぐに使用できます。
- ・**信頼の品質管理**：ddPCRによるタイター測定、純度テスト、無菌試験、次世代シーケンシング（VGS）による全ゲノム検証済。
- ・**低コスト**：非営利団体（大学・公的研究機関）向けに最適化された手ごろな価格設定。
- ・**実績あるリソース**：世界中の研究者が寄託し、論文で広く引用されているプラスミドを使用。



2つの選べるサービス形態

✓ インベントリ・サービス (In-Stock Preps)

- ・1,000種類以上の主要ベクターを在庫。MTA承認後、即出荷（納期:2週間）
- ・AAVおよびレンチウイルスに対応

✓ オンデマンド作製 (Packaged on Request)

- ・Addgeneが保有する5,000以上のプラスミドから選択可能
- ・9種類のAAVセロタイプ、4つの容量オプションから自由にカスタマイズ。
- ・注文からお届けまで約8～10週間。



》 企業向け商品のご案内

Addgene商品は原則、アカデミアユーザー様向けの分譲となります。

企業（営利団体）様向けにも分譲を行っている商品は以下のとおりです。（ラインナップ拡大中）

- ・ プラスミドの一部（**9,000種**以上）※プロメガコレクションは全て含まれます
- ・ リコンビナント抗体

商品の詳細は、Addgene Webカタログよりご確認ください。

(<https://www.addgene.org/industry/>)

》 ご発注手順

1. 弊社 Addgene ウェブサイトより Addgene 専用注文用紙（Addgene 分譲依頼書 Excel）をダウンロード (https://www.summitpharma.co.jp/japanese/service/s_ATCC_addgene_order.html)
2. Addgene 専用注文用紙（Addgene 分譲依頼書 Excel）に必要事項を入力し、国内の弊社代理店にメール添付で発注
3. Addgene MTA の取り交わし
4. 米国 Addgene からの発送 ～ 宅配便にて直接ご研究者様へお届け

》 納期

MTA 締結後、**約 2 週間** で、お手元へ直接納品

》 納品形態

【プラスミド】 精製 DNA（宿主菌から抽出されたプラスミド）が溶液に懸濁された状態（DNA Suspension in Tube）で室温にてお届けとなります。お受け取り後はすぐにご利用ください。

- ・ 通常容量：10 μ L DNA総量：25-250ng（濃度 2.5-25ng/ μ L）
- ・ 大容量（DNA 20 μ g）：40 μ L 濃度：500 ng/ μ L +/- 25 ng/ μ L（カタログ番号の末尾が「-D20」の商品）

【ウイルス粒子】 ドライアイス詰めでのお届けとなります。

【ライブラリー・キット】 個別商品ごとに出荷形態が異なります。詳細は米国 Addgene の個別商品ウェブページをご覧ください。

【抗体】 リン酸緩衝液に懸濁された状態で冷蔵にてお届けとなります。お受け取り後は 4℃にて保管ください。

Addgeneは**170,000種以上**のプラスミドを分譲する非営利のプラスミドバンクです

【代理店使用欄】

【輸入総代理店】住商ファーマインターナショナル株式会社
創薬支援部 生物資源グループ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号
住友商事竹橋ビル 12 階
TEL: 03-5220-1540
E-mail: addgene@summitpharma.co.jp
Web: <http://www.summitpharma.co.jp/>