

動物用マルチローターI・II検査項目一覧



	ALB	ALP	ALT	AMY	AST	BUN	Ca	CHOL	CK	Cl ⁻	CRE	GGT	※1 GLOB	GLU	K ⁺	Mg	Na ⁺	PHOS	T4	TBIL	tCO ₂	TP	BA	UA
動物用 マルチローターI 一般検診パネルA 	●	●	●	●		●	●				●		●	●	●		●	●		●		●		
動物用 マルチローターI 予防ケアパネル 	●	●	●		●	●	●			●	●		●	●	●		●			●	●	●		
動物用 マルチローターI 術前後 モニターパネル 		●	●			●					●			●								●		
動物用 マルチローターI 電解質パネル 										●					●		●				●			
動物用 マルチローターI 救急医療パネル 			●			●				●	●			●	●		●				●			
動物用 マルチローターI 腎機能パネル 	●					●	●			●	●			●	●		●	●			●			
動物用 マルチローターI 甲状腺パネル 								●												●				
動物用 マルチローターI 一般検診パネルB 	●				●	●	●		●		●	●	●	●	●		●			● ※2	●	●	●	
動物用 マルチローターI 大動物用パネル 	●	●			●	●	●		●			●	●			●		●				●		
動物用 マルチローターII 鳥類用パネル 	●				●		●		●				●	●	●		●	●				●	●	●
動物用 マルチローターII 肝機能パネル 	●	●	●			●		●				●								●			●	

※1 GLOB(グロブリン)は計算値となります。 ※2 TBIL(総ビリルビン)は動物用マルチローターI一般検診パネルBのみ計算値となります。

▲ 抗凝固剤は必ずヘパリンリチウムをご使用ください。